

## Tratamento dermocosmético com efeito preenchedor para uso doméstico

Contém:

14 doses de 2 mL de gel com efeito preenchedor  
14 doses de 2 mL de emulsão de filme nutritivo

2 aplicadores de precisão

- Para as depressões cutâneas (rugos de envelhecimento e linhas de expressão)
- Para dar volume às maçãs do rosto e aos lábios



### DERMOCOSMÉTICO COM EFEITO PREENCHEDOR

A linha Fillerina®, com a qual a Labo trabalha desde 2007 (a marca foi registrada no mesmo ano), representa a primeira geração de tratamentos dermocosméticos com efeito preenchedor e volumizante para uso doméstico: pela sua modalidade de ação, é proposta como tratamento dermocosmético preenchedor de uso doméstico com aplicação externa. O seu nome inspira-se no **mecanismo de preenchimento** das depressões do rosto (rugos) graças à ação dos seus principais ingredientes: **ácidos hialurônicos** especiais sob **várias formas** para um diferente nível de preenchimento das linhas de expressão, das rugos devidas ao envelhecimento, do microrrelevo e das áreas do rosto sujeitas à queda (maçãs do rosto, contorno do rosto e superfície dos lábios). Diferente dos tratamentos dermocosméticos com efeito preenchedor à base de ácido hialurônico utilizados na medicina estética, Fillerina® penetra na profundidade da pele (teste *ex vivo*) e faz chegar grandes quantidades de ácido hialurônico que, ligando-se a água, favorece o preenchimento das depressões mais visíveis (queda), das mais profundas (rugos), das mais extensas (microrrelevo) e o aumento do volume de maçãs do rosto e lábios.

### INGREDIENTES

Com o avanço da idade, a quantidade de ácido hialurônico da pele diminui progressivamente, causando fatores como rugos de envelhecimento, linhas de expressão e perda de volume (esvaziamento e depressões cutâneas) especialmente nas maçãs do rosto, nas bochechas e nos lábios. Na formulação de Fillerina® é utilizada, pela primeira vez, uma mistura de 6 diferentes moléculas de ácido hialurônico de várias dimensões e pesos moleculares, transportadas para as camadas mais profundas da pele por um veículo especial e particularmente eficaz na penetração das camadas cutâneas (teste *ex vivo*) para coadjuvar um efeito de preenchimento e volumização dos tecidos. Na tabela abaixo são descritas as moléculas específicas de ácido hialurônico com o seu peso molecular indicado em Dalton (Da: unidade de medida do peso molecular).

INCI NAME	PESO MOLECULAR	FUNÇÃO
Hyaluronic Acid	1.000 Da	Penetração imediata nas camadas profundas da pele (teste <i>ex vivo</i> ). Favorece o preenchimento dos tecidos e a suavização das rugos.
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate	5.000 Da	Penetração imediata nas camadas profundas da pele (teste <i>ex vivo</i> ). Favorece o preenchimento dos tecidos e a suavização das rugos.
Hydrolyzed Hyaluronic Acid	50.000 Da	Penetra nas camadas médias e profundas da pele (teste <i>ex vivo</i> ). Favorece o preenchimento das rugos e das depressões do seu interior.
Sodium Hyaluronate	200.000 Da	Penetra nas camadas superficiais e médias da pele (teste <i>ex vivo</i> ), onde liga-se a grandes quantidades de água. Ajuda a nivelar o microrrelevo cutâneo.
Sodium Hyaluronate	2.000.000 Da	Penetra na superfície cutânea (teste <i>ex vivo</i> ). Favorece o preenchimento progressivo dos tecidos.
Sodium Hyaluronate Crosspolymer	Ácido hialurônico reticulado	Garante uma liberação lenta e contínua do ácido hialurônico na pele (teste <i>ex vivo</i> ). Ajuda a manter o preenchimento dos tecidos.

A ação dos ácidos hialurônicos é completada por outros componentes: o Matrifull, peptídeo veiculado por Ciclodextrinas, favorece o trofismo dos tecidos da pele e a elaboração natural das substâncias de preenchimento, para um efeito volumizador gradual e progressivo.

Um hexapeptídeo regula o movimento da água através da pele, ajudando-a a manter um nível de hidratação constante.

### DOSAGEM

Fillerina® é um dermocosmético com efeito preenchedor de uso doméstico e oferece 3 dosagens diferentes, ideais para o uso de acordo com as condições da pele e dos tecidos cutâneos do rosto e do pescoço.

Nível 1: Rugos de envelhecimento e linhas de expressão moderadas, microrrelevo evidente e traços do rosto com sinais de queda, especialmente nas maçãs do rosto e nos lábios.

Nível 2: Rugos de envelhecimento e linhas de expressão visíveis, microrrelevo marcado e irregular, áreas com queda visível, especialmente nas maçãs do rosto e nos lábios.

Nível 3: Rugos de envelhecimento e linhas de expressão profundas, microrrelevo muito marcado e muito irregular e quedas avançadas dos traços do rosto, especialmente nas maçãs do rosto e nos lábios.

## PREPARAÇÕES

Fillerina® tratamento dermocosmético com efeito preenchedor é composto por um gel (Fillerina® 1), com um alto conteúdo de ácidos hialurônicos de absorção imediata e por uma emulsão de filme nutritivo (Fillerina® 2) que deve ser utilizado após o gel.



Aplicador cosmético de precisão com cânula de metal com ponta cortada: Patente Suíça CH 695 412 A5

PARA USO EXTERNO NÃO INJETAR



## MODO DE USAR

**Fillerina® Tratamento dermocosmético com efeito preenchedor** deve ser utilizado uma vez por dia durante 14 dias, de manhã ou à noite, conforme as necessidades ou os hábitos, aplicando 2 mL de gel com efeito preenchedor (**Fillerina® 1**) que deve ser distribuído nas rugas, no microrrelevo mais marcado e nas áreas com mais necessidade de volumização (maçãs do rosto e lábios).

A aplicação deve ser efetuada com o **Aplicador de precisão/Dosador** especial que permite retirar em duas vezes 1 mL de produto (em um total de 2 mL por aplicação) e de aplicá-lo com precisão nas áreas desejadas. Deixar o gel agir por 10 minutos para permitir que os ingredientes “preenchem” as áreas de aplicação.

**Terminar a aplicação com leves toques com as palmas das mãos ou dedos. Não efetuar massagens ou movimentos rotatórios para auxiliar a absorção do produto. A eventual formação de resíduos sob forma de grumos (facilmente removíveis com os dedos) é indicativa de um excesso de produto em relação à necessidade subjetiva dos tecidos cutâneos tratados. Neste caso, aconselha-se reduzir a quantidade de produto, mas nunca menos de 1,5 mL (um aplicador e meio). Uma eventual sensação de tensão na pele deve-se à ação do produto.**

Aplicar, portanto, a emulsão de filme nutritivo (**Fillerina® 2**) que garante um adequado fornecimento de substâncias hidratantes e nutrientes e permite concluir a aplicação preenchedora com o máximo conforto para a pele do rosto e do pescoço. Retirar de 1 a 2 mL de emulsão de filme nutritivo conforme a necessidade e distribuí-lo em todo o rosto e o pescoço. **Para facilitar a ação do produto, recomendamos beber dois copos de água antes da aplicação de Fillerina® Gel.**

## FILLERINA® TRATAMENTOS DERMOCOSMÉTICOS DIÁRIOS

Existem também os Tratamentos Dermocosméticos Diários Fillerina®, que contêm uma concentração menos elevada dos 6 ácidos hialurônicos, e estão disponíveis em três dosagens correspondentes ao uso mais indicado às condições da pele, sendo eles o Creme Facial Diurno, Creme Facial Noturno e o Creme para o contorno dos olhos e lábios.

**Fillerina® Creme Facial Diurno:** contendo uma bisnaga de 50 mL que pode ser utilizado sozinho ou combinado com outros produtos Fillerina®.

**Fillerina® Creme Facial Noturno:** contendo uma bisnaga de 50 mL que pode ser utilizado sozinho ou combinado com outros produtos Fillerina®.

**Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios:** contendo uma bisnaga de 15 mL que pode ser utilizado sozinho ou combinado com outros produtos Fillerina®.

**ADVERTÊNCIAS: NÃO INJETAR – USO EXTERNO – NÃO INGERIR.** Evitar o contato com os olhos. Não usar em crianças. Manter fora do alcance das crianças. Não usar sobre a pele irritada ou lesionada. Para uso durante gravidez, consulte um médico. Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger este produto de calor excessivo e de exposição direta ao sol.

Fillerina® Gel com efeito preenchedor – Nível 1: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.315865/2018-56  
Fillerina® Gel com efeito preenchedor – Nível 2: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.315827/2018-01  
Fillerina® Gel com efeito preenchedor – Nível 3: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.315854/2018-76  
Fillerina® Filme Nutritivo para a Face – Nível 1: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.309960/2018-11  
Fillerina® Filme Nutritivo para a Face – Nível 2: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.309906/2018-75  
Fillerina® Filme Nutritivo para a Face – Nível 3: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.309907/2018-10  
Fillerina® Creme Facial Diurno – Nível 1: M.S: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.178801/2018-68  
Fillerina® Creme Facial Diurno – Nível 2: M.S: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.178824/2018-72  
Fillerina® Creme Facial Diurno – Nível 3: M.S: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.178815/2018-81  
Fillerina® Creme Facial Noturno – Nível 1: M.S: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.178835/2018-52  
Fillerina® Creme Facial Noturno – Nível 2: M.S: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.178755/2018-05  
Fillerina® Creme Facial Noturno – Nível 3: M.S: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.178756/2018-41  
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios – Nível 1: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.307828/2018-74  
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios – Nível 2: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.307775/2018-91  
Fillerina® Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios – Nível 3: AFE nº 2.09863.6 - Nº do Processo: 25351.307873/2018-29

Responsável Técnico: Dr. Jadir Vieira Junior – CRF/MG nº 10.681

Origem: Itália – EU MAH Labo International srl – Piazza Zanellato 5 – 35131 – Padova, Itália.

Titular: **MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua Otacílio Esteves da Silva, 40 – Granjas Betânia – CEP 36.047-400

Juiz de Fora – MG – CNPJ: 17.875.154/0001-20

Importado e Distribuído por:

**MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua Fernando Lamarca, 255 – Distrito Industrial – CEP: 36.092-030

Juiz de Fora – MG – CNPJ: 17.875.154/0003-91

Uma Empresa do Grupo Lupin.



**SAC 0800 0324087**  
**sac@lupin.com**

**LABO**  
LABO COSPROPHAR